

# Palovammat, ihottumat, murtumat, haavat ...

## Suihkuun tai kylpyyn

Kestävä, nopea- ja helppokäyttöinen, sopii kaikille ja kaikenikäisille. ISI on ensisijaisesti suunniteltu suihkukäyttöön, mutta voidaan käyttää myös kylpyammeessa – kellunnan estämiseksi on ilmatila säädettävä mahdollisimman pieneksi.

## Ei avovesiin

ISI-tuotteita **ei saa käyttää** avoimessa vedessä – raajan kellunta saattaa aiheuttaa veden varaan jouduttaessa hengenvaarallisen vaaratilanteen.

## 3 eri kokoa, 5kpl /tuotepakkaus:

### Koko 2: Lasten jalka, aikuisten käsivarsi, tai jalka

(pituus 600mm, leveys 200mm, halkaisija 400mm)

### Koko 3: Aikuisten käsivarsi, tai jalka polveen saakka

(pituus 800mm, leveys 200mm, halkaisija 400mm)

### Koko 4: Aikuisten iso käsivarsi, tai jalka reiteen saakka

(pituus 800mm, leveys 280mm, halkaisija 560mm)

## Tuotekuvaus:

CE-merkitty tuote, MADE IN SWEDEN, Polyetyleenin ja EBA:n (Eten Butyl Acylat) sekoitus – ympäristöystävällistä ja myös herkälle iholla esopivaa. Kiinnitysteippi sopii herkälle iholle, allergiatestatu liima. Paperisuojus silikonikäsiteltyä kloorivalkaisematonta paperia. Pakkausateriaali polyetyneeniä. ISI-tuotteita on testattu tutkimussairaaloissa Tanskassa ja Englannissa, sekä Ruostin Apoteksbolagetissa:

**"ISI toimii erinomaisesti palovammapotilaiden kylvetyksessä"** (Eva Fagerlund, erikoissairaanhoitaja, Karolinska Sjukhuset, Tukholma)

**"ISI-suihkusuoja on osoittautunut parhaimmaksi suihkusuojaksi meidän potilaillamme"** (Anne-Marie Nilsson, osastonhoitaja, University Hospital of Linköping)

**ISI-tuotteet mahdollistavat potilaileni normaali-tasaisen hygienian myös vaikeimmissa vamma-tapauksissa"** (Joanna Morris, diakonissa, Wivenhoe Health Centre, Colchester)

## KÄYTTÖOHJE

HUOM: Tiiviyn takaamiseksi noudata ehdottomasti alla olevia teippausohjeita.

ISI AB ja/tai sen edustajat eivät vastaa tuotteen asiattoman käytön aiheuttamista tilanteista.

Ennen ISI-suojan asentamista käteen, tai jalkaan, poista teipin suunnitellulta kiinnitysalueelta tarpeettomat iho-karvat. Irrota kiinnitysteipin pää punaisen merkin (suojan alkupäässä) kohdalta noin 10cm matkalta.



- 1) Sovita suojattava raaja ISI-suihkusuojan sisään. Älä kiristä suojaa liikaa – jätä liikkumavaraa varpaille ja/tai sormille.
- 2) Suojan kiinnitys/teippaus tapahtuu **AINA** vastapäivään. Irrota teipin paperisuojusta sitä mukaan kun kierrät sitä suojan ympärille. Käytä tarvittaessa apuhenkilöä kiinnityksessä.
- 3) Kiinnitä teippi tukevasti. Kiinnitysteippi pitää kiertää raajan ympärille vähintään kaksi kertaa – ensimmäinen kierros vain suoja-osaan ja toinen kierros puolittain edellisen teippi-kerroksen päälle suojaosaan ja puolittain ihoon (ks.kuvat).
- 4) Tarpeetonta kävelyä ISI-suihkusuojan kanssa on vältettävä – suoja saattaa repeytyä.
- 5) ISI-suihkusuoja **ei saa käyttää** tilanteissa joissa saattaa joutua kokonaan veden varaan; suojan sisälle jäävä ilma saattaa aiheuttaa kelluntareaktion ja vaaran uimatilanteissa altaassa, järvessä, meressä.

**HUOM:**  
ISI-suihkusuoja on muovipussituote – älä jätä tuotteita pienten lasten ulottuville.

ISI-suihkusuoja on kertakäyttöinen – tiiviyyttä ei voida taata useammalla käyttökerralla.